



MICRO SERRA **PNEUMÁTICA**

precisão na palma de sua mão

MICRO SERRA PNEUMÁTICA CIRÚRGICA

PRECISÃO NA PALMA DE SUA MÃO

Micro serra sagital, indicada para pequenos procedimentos em ossos pequenos e osteotomias de pé.
Fornece maior segurança ao cirurgião durante procedimento.



CARACTERÍSTICAS

- ☒ Tipo haste
- ☒ Peso líquido 175 g
- ☒ Velocidade variável 0~14000 rpm
- ☒ Pressão de operação 90~110 psi (7~8 kgf/cm²)
- ☒ Fácil abertura do cubo através de chave, para instalação de lâmina
- ☒ Ajuste de velocidade gradual
- ☒ Sistema de segurança com interruptor deslizante



☎ LIGUE +55 (11) 2897-5200

✉ E-MAIL VENDAS@SURGICOL.COM

🌐 ACESSE WWW.SURGICOL.COM