

uni-Thread™

Versatile Thoraco-Lumbar Spinal System



Rosca única – múltiplas opções



SpineVision®
Innovation that matters

uni-Thread™

Versatile Thoraco-Lumbar Spinal System

Rosca única múltiplas opções




Sistema 4D

A combinação de uma rosca única e de um conector esférico permitem efetuar uma regulação permanente da posição do parafuso e da haste. O desenho do conector permite um aparafusamento rápido da ligação parafuso-haste graças ao parafuso de bloqueio pré-montado, eliminando quaisquer riscos resultantes do aperto de uma porca de parafuso.


Instrumentais simples

As chaves de fendas acopladas permitem inserir o parafuso ajustando a altura do conector a qualquer momento.



Uma redução progressiva controlada

Utilizados em conjunto com o equipamento auxiliar de redução, os parafusos permitem a redução das espondilolisteses de graus elevados de forma totalmente controlada.



distribuído por


SpineVision®
www.spinevision.com

SpineVision S.A.
10 rue de la Renaissance
Bâtiment E
92160 Antony – France
Tel: +33 (0)1 53 33 25 25 - Fax: +33 (0)1 53 33 25 39



Consultar o aviso de utilização relativo às restrições de utilização