


Plus[®]

Pivot Link Universal System



Pioneira na Montagem sem Restrições



SpineVision[®]
Innovation that matters




A Montagem da Articulação

O clip permite a haste atingir um ângulo de +/- 10° no plano sagital, permitindo, assim, a ancoragem primária dos implantes durante as manobras de reduções.

Facilidade de Travamento

Os instrumentos permitem reduzir a haste e bloquear os implantes numa única fase. Um sinal sonoro "click" indica que os implantes estão corretamente bloqueados.



Utilizável em todas as indicações Pediátricas e Adultas

O sistema P.L.U.S. é relativamente compacto. Permite uma utilização Pediátrica das hastes* de 6 mm, garantindo correções poderosas.

* gama completa de hastes de titânio (TA6V / T40)

distribuído por



SpineVision[®]
www.spinevision.com

SpineVision S.A.
10 rue de la Renaissance
Bâtiment E
92160 Antony – France
Tel: +33 (0)1 53 33 25 25 - Fax: +33 (0)1 53 33 25



Consultar o aviso de utilização relativo às restrições de utilização