



PERFURADOR PNEUMÁTICO MODULAR

força e leveza no procedimento cirúrgico

PERFURADOR MODULAR CIRÚRGICO

FORÇA E LEVEZA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compatível para perfuração e fresagem
- ✓ Peso líquido 765g
- ✓ Velocidade variável 0~950rpm
- ✓ Pressão de operação 90~110psi (7~8 kgf/cm²)
- ✓ Facilidade na mudança de acessório
- ✓ Velocidade ajustável gradual e parada instantânea após a liberação
- ✓ Canulação 0~3.9mm



ACESSÓRIOS

ADAPTADOR
PARA BROCA



ADAPTADOR
PARA MANDRIL



ADAPTADOR
PARA FIO GUIA



ADAPTADOR
PARA FRESA



REGISTROS ANVISA
nº: 81471630016 / 81471630018

☎ LIGUE +55 (11) 2897-5200

✉ E-MAIL VENDAS@SURGICOL.COM

🌐 ACESSE WWW.SURGICOL.COM