




MICRO FIXADOR

precisão na fixação de mão

MICRO FIXADOR CIRURGICAL

PRECISÃO NA FIXAÇÃO DE MÃO

A fixação externa com micro fixador combina a vantagem da fixação segura do fragmento com procedimento minimamente invasivo, sem dissecação de tecidos moles. Permite colocação de fios paralelos em espaço mínimo.



Componentes

- ✓ Corpo do micro fixador (longo, standard, curto)
- ✓ Clamp de travamento do parafuso
- ✓ Clamp standard (1 par)
- ✓ Clamp – l (direito e esquerdo)
- ✓ Espaçador
- ✓ Porca de distração e compressão
- ✓ Chave Allen 3mm
- ✓ Fio ponta rosca 2.0mm
- ✓ Fio ponta rosca 1.6mm



☎ LIGUE +55 (11) 2897-5200

✉ E-MAIL VENDAS@SURGICOL.COM

🌐 ACESSE WWW.SURGICOL.COM