



MICRO PERFURADOR **PNEUMÁTICO**

precisão na palma de sua mão

MICRO PERFURADOR CIRÚRGICO

PRECISÃO NA PALMA DE SUA MÃO



ADAPTADOR G80



ADAPTADOR G120



ADAPTADOR G100



ADAPTADOR G150



CARACTERÍSTICAS

- Tipo haste
- Peso líquido 175 g
- Velocidade variável 0~45.000 rpm
- Pressão de operação 90~110 psi (7~8 kgf/cm²)
- Fácil instalação de brocas com prolongadores
- Ajuste de velocidade gradual
- Sistema de segurança com interruptor deslizante



☎ LIGUE +55 (11) 2897-5200

✉ E-MAIL VENDAS@SURGICOL.COM

🌐 ACESSE WWW.SURGICOL.COM