




LÂMINA EXPANSÍVEL

solução para necrose de cabeça femoral

LÂMINA EXPANSÍVEL SURGICOL

LAMINA PARA DEBRIDAMENTO DE NECROSE
DE CABEÇA FEMORAL (DESCOMPRESSÃO)

Lâmina para debridamento de necrose de cabeça femoral (descompressão). O sistema permite o debridamento do tecido necrosado, paulatinamente através de sua abertura de até 2.5cm, e preparando o local para aplicação de substituto ósseo através de seu instrumental adequado.



FIO GUIA 3.0MM



CÂNULA



FRESA CORTANTE 9MM



CÂNULA COM IMPACTOR



CURETA



IMPACTOR DE ENXERTO



CARACTERÍSTICAS

- ☒ Lâmina de uso único
- ☒ Abertura de 2.5mm
- ☒ Simples utilização
- ☒ Agilidade e rapidez no procedimento



☎ LIGUE +55 (11) 2897-5200

✉ E-MAIL VENDAS@SURGICOL.COM

🌐 ACESSE WWW.SURGICOL.COM